

Schallwellentherapie
Mediwave 7000

Schallwellensysteme



effektiv

stoffwechselanregende Mikromassage auf der Molekül- und Zellebene, die u.a. zu einer Tiefenentspannung des Körpers führt

einfach

intuitive Bedienung des Geräts durch den Anwender

verträglich

schonende, nebenwirkungsfreie Behandlungsmethode

mobil

auch als mobiles System für Anwendungen in der Praxis und unterwegs

budgetscho- nend

Entlastung des Praxisbudgets durch Verkürzung und/oder Vermeidung medikamentöser Therapien

effizient

Wirtschaftlichkeit wird durch viele Finanzierungsmöglichkeiten gewährleistet

sicher

sanfte und nebenwirkungsfreie Ganzkörpertherapie mit Schall



Medi Tec Innovative Medizintechnik
Murmansstr. 25 * 47627 Kevelaer
Tel.: 02825/1469 * Fax: 02825/8175
Web: www.meditecd.de



zertifiziert nach
ISO 9001:2008



Produktinformation

Unsere Schallwellenmassagesysteme kombinieren Elemente aus der Musiktherapie, der klassischen Massage und der fernöstlichen Medizin. Hierbei handelt es sich um eine neue Technologie, bei der eine äußerst angenehme Massagewirkung durch Schalldruck in harmonischen Schwingungen mit Wirkung bis in die inneren Organe entsteht, die auch für kranke Personen geeignet ist.

Wirkungsweise und Indikationen:

Das MEDIWAVE 7000 erzeugt hörbare und fühlbare Klänge sowie unterstützende Lichtblitze mit einer Lichtbrille (Farbe grün 568 nm).

Dabei können Tonprogramme und verschiedene Einzeltöne erzeugt werden sowie mithilfe einer mitgelieferten CD ein ganzes Musikstück gehört und erfüllt werden.

Treffen Klänge auf die Körperoberfläche, ergeben sich völlig andere Wirkungen als bei der Aufnahme durch das Ohr. Das Ohr wandelt Schallwellen in Nervenimpulse um, die im Gehirn verarbeitet werden. Klänge, die auf die Körperoberfläche treffen, pflanzen sich aufgrund des hohen Wassergehalts im Körper fort, sodass jede Zelle und jedes Organ die Schwingung empfängt.

Das MEDIWAVE 7000 kann und soll nicht Krankheiten heilen oder diese lindern und dient auch nicht deren Vorbeugung, sondern leistet einen signifikanten Beitrag zu mehr Lebensqualität von Gesunden und Kranken.

Es geht also um die Anwendung bei Gesundheitsstörungen ohne Krankheitswert, aber auch um die Anwendung bei Kranken ohne den Anspruch auf Linderung oder Heilung.

Schwerpunkte der Schallwellentherapie

- Erreichen einer Tiefenentspannung innerhalb einer oder weniger Sitzungen
- Schaffung einer vertieften Atmung und Reduzierung des Muskeltonus, was z.B. bei Patienten mit Stimm- und Sprachstörungen als Vorbereitung zur logopädischen Therapie genutzt werden könnte
- Verbesserung der Körperwahrnehmung auch paretischer Gliedmassen
- Verbesserung der Tiefensensibilität (insbesondere bei MS)
- Das Erlebnis von gleichzeitiger Entspannung und Regeneration
- Reduzierung psychomotorischer Unruhe (z.B. bei Wernicke Aphasie)

Programme und deren Wirkungsbereich

- 5 Tonleiterprogramme (aus der Contra-Oktave)**
- P1 (16 min.) – Skelettsystem, Verdauungs- und Fortpflanzungsorgane, Beine, Füße
 - P2 (16 min.) – innere Organe, Haut, Arme, Hände
 - P3 (16 min.) – Oberbauch und Brustorgane, Kopf
 - P4 (24 min.) – Vitalisierung
 - P5 (24 min.) – Harmonisierung

5 Gehirnwellenstimulations-Programme

- Delta (16 min.) – Tiefenentspannung, Aktivierung der Selbstheilungskräfte
- Theta (16 min.) – Meditation und Kreativität
- Alpha (8 min.) – nach Innen gerichtete Aufmerksamkeit, Nervenregeneration
- Beta (4 min.) – Vitalität, Vigilanz
- Gamma (4 min.) – Aufmerksamkeit

Biofrequenz

- Bio (8 min.) – Resonanzfrequenz des Erdmagnetfeldes und des Hippocampus

8 frei wählbare Einzeltöne

C, D, E, F, G, A, H, C

Systemüberblick



Die Lösung für mobile Wellness-Oasen:

MEDIWAVE Schallwellen-Matte (zusammenklappbar, mit Tragegriffe für einen einfachen Transport).



Steuergerät:

Netzspannung: 230 VAC, 50 – 60 Hz
 Betriebsspannung: 13 VDC
 Nennleistung: 65 W (max.)
 Abmessungen: 25 x 20 x 5 cm



Die professionelle Lösung für gehobene Ansprüche:

MEDIWAVE Schallwellen-Liege



Grüne Lichtbrille

Wirkungen von grünem Licht auf die Physis:

- Stimulation und Förderung der Sensorik
- positive Wirkung auf die Psyche
- Wirkung auf das autobiographische Gedächtnis
- Feinmotorik und Tiefensensibilität
- Förderung der Bewegung

CD-Player:

Mit Musik zu einer Tiefenentspannung der besonderen Art !

Der integrierte CD-Player ergänzt das System um die Möglichkeit, Musik zu fühlen und auf neue Art zu erleben. Durch die Sensibilisierung der Körper-sensorik wird das System für jeden Menschen zu einem tollen Erlebnis.



Technische Daten

Steuergerät

Netzspannung: 230 VAC, 50 - 60 Hz
 Betriebsspannung: 13 VDC
 Nennleistung : 65 W (max.)
 Abmessung: 25 x 30 x 5 cm

Applikatoren-Liegefläche

Schallwellen-Matte: 190 x 60 cm
 Schallwellen-Liege: 180 x 70 cm

CD-Player

Netzspannung: 230 VAC, 50 - 60 Hz
 Nennleistung: 15 W (max)
 Abmessungen: 43 x 26 x 5 cm

Lichtbrille

LED-Farbe: grün
 Wellenlänge: 568 nm
 Lichtimpuls: synchronisiert mit Tonimpuls

Spüren Sie, wie sich Klänge oder Entspannungsmusik mit Ihrem Körper anfühlen.

Dem Stress im Alltag entfliehen.

Nutzen Sie Klänge und Licht, um Ihrem Wohlbefinden etwas Gutes zu tun.